

ZHW	Kryteria przyjmowania próbek do badań na obecność patologicznej formy białka prionowego PrP ^{res}	Strona:1 Stron:1
-----	--	---------------------

Kryteria przyjęcia próbek do badań w kierunku diagnostyki TSE

1. Próbkę powinny być dostarczone zgodnie z harmonogramami badań (tam gdzie obowiązuje);
2. Każda z próbek pnia mózgu musi być zapakowana w oddzielnym pojemniku, oznaczonym kodem kreskowym odpowiadającym numerowi kodu w VetLinku;
3. Próbkę powinny być wprowadzone do programu VetLink przed dostarczeniem ich do laboratorium tak aby w dniu doręczenia była możliwa ich pełna identyfikacja;
4. Próbkę powinny mieć odpowiednią gramaturę – min.1,5g (dotyczy próbek, które uległy autolizie, pobranych od zwierząt padłych)
5. Próbkę powinny być zabezpieczone na czas transportu w sposób uniemożliwiający wyciek zawartości;
6. Próbkom, które zostały zarejestrowane przez zleceniodawcę w systemie informatycznym nie musi towarzyszyć dokumentacja w formie papierowej.